

Nonsid Des

Дезинфицирующее жидкое мыло



Объекты/области применения

Предназначено для гигиенической обработки рук; для мытья рук хирургов и оперирующего персонала перед обработкой рук антисептиком; для проведения гигиенической обработки кожных покровов пациента перед проведением хирургического вмешательства; для применения населением в быту.

Характеристики продукта

- Содержит молочную кислоту, которая является антимикробным компонентом природного происхождения и ухаживает за кожей. Обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме туберкулеза), фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон.
- Позволяет снизить риск возникновения аллергий благодаря сбалансированной экологичной рецептуре без красителей, ароматизаторов и консервантов.
- Аллантиин и глюкозид в составе средства – мягкие по воздействию на кожу ПАВы, на 100% «зеленые» сырьевые компоненты на основе возобновляемых природных ресурсов.
- Экономично при использовании благодаря густой гелевой текстуре.

Инструкция по использованию и дозировке

Использовать согласно Инструкции по применению № 03/23 от 28.02.2023.

Гигиеническая обработка рук

Проводится однократно. На влажную кожу кистей рук нанести 3 мл средства, намылить, полученной пеной обработать кожу и ногтевые валики в течение 2 минут и тщательно смыть проточной водой. Кожные покровы вытереть салфеткой или полотенцем.

Санитарная обработка кожных покровов

Проводится однократно. Нанести необходимое количество средства на мочалку (салфетку), вспенить, полученной пеной обработать кожные покровы, затем тщательно смыть проточной водой.

Мытье рук хирургов и оперирующего персонала

Производится в соответствии с МУ 3.5 1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи».

Внимание

Средство используют только для наружного применения. Избегать попадания средства в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. По истечении указанного срока годности использование запрещается. Использовать только по назначению. Не наносить на раны и слизистые оболочки.

Состав

Активные компоненты

Воздействие

| | | |
|----------------------|------|--|
| Молочная кислота | 3-4% | Обладает антимикробным эффектом, ухаживает за кожей. |
| Лауретсульфат натрия | | Эффективно устраняет загрязнения. Биоразлагаемость > 90% |
| Алкилполиглюкозид | | Мягкий ПАВ, обладает очищающим и |

| | | кондиционирующим эффектом | | |
|---------------------------------|--|--|---------------|----------------------------|
| Глицерин | | Смягчает и увлажняет кожу | | |
| Аллантоин | | Обладает противовоспалительным эффектом, увлажняет кожу. | | |
| | | | | |
| рН продукта | 3,5-3,6 | | | |
| Плотность | 1,065 – 1,080 кг/дм ³ | | | |
| Внешний вид и запах | Бесцветное прозрачное вещество гелеобразной консистенции. | | | |
| Хранение | Хранить при температуре от +5°C до +35°C в оригинальной упаковке. Срок годности - 3 года с даты изготовления, указанной на этикетке. После вскрытия упаковки – использовать в течение 12-ти месяцев при хранении в плотно закрытой упаковке с соблюдением температурного режима. | | | |
| Окружающая среда и безопасность | Чистую первичную тару можно сдать на переработку или использовать повторно. Вторичная гофрокартонная упаковка изготовлена с использованием вторсырья и может быть сдана в переработку. Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта. | | | |
| Упаковочные материалы | 500 мл флакон с помповой насадкой: флакон - 02 PE-HD , помпа - 07 O 1 л квадратная бутылка: бутылка - 02 PE-HD, крышка - 05 PP 1 л флакон диспенсопак: флакон - 02 PE-HD , колпачок - 07 O 5 л канистра: канистра - 02 PE-HD, крышка - 05 PP | | | |
| Код продукта, размер упаковки | | | | |
| | Минимальная партия | Код продукта | Штрих-код | Упаковка |
| | 10 x 500 мл | 205345 | 4607070474104 | флакон с помповой насадкой |
| | 12 x 1 л | 205342 | 4607070474029 | квадратная бутылка |
| | 6 x 1 л | 205343 | 4607070474050 | флакон диспенсопак |
| 3 x 5 л | 205344 | 4607070474074 | канистра | |